

**Neuheiten
MEDICA 2009**

**New Products
MEDICA 2009**

Mobile Lichtquellen

Mobile Lightsources

**Optional: Xenonlampe oder LED
Xenonlampe: optimale Farbtreue
LED: hohe Lichtausbeute,
Lampenlebensdauer > 1000 Std!
Adaptierbar für Storz, Wolf ACM
Batteriefach für 3x AAA Akku;**

15-775

Batterielichtquelle, regelbar

15-700

Batterielichtquelle

**optional: Xenonlamp or LED
Xenonlamp: true light colors;
LED: powerful light
Lamp lifetime > 1000 hrs
battery container for 3x size AAA
rechargeable batteries**

15-775

**Battery light source, with
rheostat**

15-770

Battery light source



15-775-Storz



15-770-WOLF



15-770-ACM



15-770-Storz

LED-Lampen

99-90136

LED-Lampe, 2,5V für LED
Batteriegriffe und zum Umrüsten
von div. Laryngoskopen,
**ca. 50% höhere Lichtausbeute,
Lampenlebensdauer > 1000 Std!
Passend für:Heine X-001.88.037
KaWe 12.75131.013 (28933)
Riester Toplight 2 11431
Rusch Focus 005630000
Timesco Optima 4075.250.20
Truphatek greenspec 2 512501/6
Truphtek Shucman 512717**

99-90233

LED-Lampe, 3,6V für LED
Batteriegriffe und zum Umrüsten
von div. Laryngoskope,
**>100% höhere Lichtausbeute,
Lampenlebensdauer > 1000 Std!
Passend für:Heine X-002.88.049
KaWe 12.75231.013 (28922)**

99-91101

LED-Lampe zum Umrüsten
vorhandener Laryngoskope,
2,5V für Batteriegriffe
**ca. 50% höhere Lichtausbeute,
Lampenlebensdauer > 1000 Std!
Passend für:Heine X-001.88.035
KaWe 12.75121.003 (28935)
KaWe 12.75141.003 (28934)**

99-91201

LED-Lampe zum Umrüsten
vorhandener Laryngoskope,
3,6V für Akku-Griffe
**ca. 100% höhere Lichtausbeute,
Lampenlebensdauer > 1000 Std!
Passend für:Heine X-001.88.044
KaWe 12.75124.013 (28926)
Storz 8546XB**

LED-Lamps

99-90136

LED-Lamp 2,5V for LED mobile
light sources and updating of
various Laryngoskopes
**50% more light
Lamp lifetime > 1000 hrs
Fitting:Heine X-001.88.037
KaWe 12.75131.013 (28933)
Riester Toplight 2 11431
Rusch Focus 005630000
Timesco Optima 4075.250.20
Truphatek greenspec 2 512501/6
Truphtek Shucman 512717**

99-90233

LED-Lamp 3,6V for LED mobile
light sources and updating of
various Laryngoskopes
**>100% more light
Lamp lifetime > 1000 hrs
Fitting:Heine X-002.88.049
KaWe 12.75231.013 (28922)**

99-91101

LED-Lamp for updating existing
Laryngoskopes
2,5V for Battery handles
**50% increase of light
Lamp lifetime > 1000 hrs
Fitting: Heine X-001.88.035
KaWe 12.75121.003 (28935)
KaWe 12.75141.003 (28934)**

99-91201

LED-Lamp for updating existing
Laryngoskopes, 3,6V for
rechargeable battery handles
**100% increase of light
Lamp lifetime > 1000 hrs
Fitting:Heine X-001.88.044
KaWe 12.75124.013 (28926)
Storz 8546XB**



99-90136



99-90233



99-91101



99-91201