

# LED-Stirnleuchte Clar S 55

## LED-Headlight Clar S 55

**Klassische Standard-Stirnleuchte nach Clar mit Spiegel-Ø55mm und innovativer LED-Technologie. Leichtes, komfortables Model mit Batteriebox hervorragend auch für mobile Anwendungen.**

Unsere Stirnleuchten zeichnen sich durch hohe Qualität, **hohe Lebensdauer** und ein optimales Preis-/Leistungsverhältnis aus. Die **optimale Lichtausbeute** und der **homogene Lichtfleck** in Blickrichtung werden durch den speziell geformten Spiegel und eine **Silberbeschichtung** in Abstimmung mit den hervorragenden Leuchteigenschaften der LED erreicht. Auch tiefe Körperhöhlen können so optimal ausgeleuchtet werden. Der **Lichtfleck** ist **fokussierbar**. Die erstaunlich niedrige Betriebsspannung gestattet den Einsatz mit einer sehr komfortablen Batteriebox. Damit wird dem Anwender ein **Höchstmaß an Mobilität** ermöglicht. Das **geringe Gesamtgewicht** und der gepolsterte, ergonomische Stirnreif gewährleisten einen dauerhaft **hohen Tragekomfort**. Durch die **hohe Lebensdauer** der LED und deren hoher Energieeffizienz sind **geringe Betriebskosten** garantiert.



**Classical standard headlight by Clar with mirror-Ø 55mm and LED-technology. Light weight, comfortable headlight with battery box especially for mobile use.**

This headlight provides an **incomparable mobility**, a **high light emission** as well as a simple and **comfortable handling**. The conspicuous **intensive and white light** is provided by a novel High power LED. The special high efficiency lenses focus the light to a **variable concentrated spot**. A comfortable battery box is included. That means the **highest maximum mobility** and **hands-free illumination** to the user. Because of the **low total weight** and the ergonomic bolstered headband it is a **pleasure to wear** this headlight also for long times. LED-headlights offer **the best possible price/performance relation** because of the typical long life and power efficiency by solid-state technology. To turn the headlight on or off you have switch at the battery box. The ball joints make it possible to adjust the light exactly into any requested position.

### Technische Daten:

08-13190 LED-Stirnleuchte nach Clar inkl. Batteriebox  
Gesamtgewicht: 185 g (ohne Batteriebox)  
Spiegel: 08-124, Spiegel-Ø ca. 55 mm  
Stromversorgung: Batteriebox 08-205  
4x Baby C, 6 V  
Stirnband: 08-131R, ergonomisch, weitenverstellbar, Schaumpolster  
**LED-Ersatzlampe** 99-13190, Power LED  
Farbtemperatur: warm-weiß, ca. 4.000 Kelvin

### Technical data:

08-13190 LED-headlight by Clar incl. battery box  
Total weight: 185 g (without battery box)  
Mirror: 08-124, mirror-Ø approx.55 mm  
Power supply: Battery box 08-205  
4x batteries size C, 6 V  
Headband: 08-131R, ergonomic, adjustable, bolstered  
**LED Replacement** 99-13190, Power LED  
Colour temperature: warm-white approx. 4,000 Kelvin