

Akku-Kauter

Rechargeable Cautery

Dieser neue kabellose Glühkauter ist mit Hochleistungsakkus und neuester intelligenter Ladetechnik ausgestattet. Seine hohe Leistung ermöglicht die Verwendung sowohl feinsten Spitzen (wie für unseren Batteriekauter) als auch stärkerer Spitzen für kleine chirurgische Eingriffe. Die hervorragende Handlichkeit bei niedrigem Gewicht und die breite Palette der hochwertigen Platin-Iridium-Brenner sorgen für hohen Arbeitskomfort und Langlebigkeit.

The new wireless thermo Cautery System includes a high power rechargeable battery and a modern, intelligent charger. The advanced power system allows the use of finest tips up to strong tips for the use in minor surgery. The slim, light weight handle and the high quality Platinum tips guarantee best comfort and a long lifetime.

Akku-Kauter-Set / Rechargeable Cautery Set

- 09-600 Ladestation mit Griff und Akku
Charger incl. handle and rechargeable battery
- 09-602 Akku-Kauterset: Ladestation, Steckernetzteil, Handgriff, Akku, 2 Brenner 3cm (Fig. A, L)
Cautery Set: Charger, wall plug transformer, handle, rech. Battery, 2 tips (Fig. A, L)
- 09-605 Set mit 5 Brennern (09-504, 09-507, 09-508, 09-509, 09-510)
Set with 5 tips (09-504, 09-507, 09-508, 09-509, 09-510)

Einzelteile und Zubehör/ Spare parts and accessories

- 09-405 Griff für Akku-Kauter, ohne Akku
Handle without rech. battery
- 09-610 Ladestation incl. Steckernetzteil
Charger incl. wall plug transformer
- 09-612 Ladestation für Akku-Kautergriff, ohne Trafo
Charger without transformer
- 09-611 Trafo für Ladestation
Wall plug transformer
- 09-40530 Akkupack für Akku-Kautergriff 09-405
Rechargeable Battery for 09-405

Platin-Iridium Brenner/ Tips of Platinum-Iridium

- 09-501 Fig. A fein/fine, ca. 30 mm
- 09-502 Fig. L fein/fine, ca. 30 mm
- 09-503 Fig. C fein/fine, ca. 30 mm
- 09-504 Fig. P fein/fine, ca. 30 mm
- 09-505 Fig. E fein/fine, ca. 30 mm
- 09-507 Fig. K mittel/medium, ca. 30 mm
- 09-508 Fig. A stark/strong, ca. 30 mm
- 09-509 Fig. G stark/strong, ca. 30 mm
- 09-510 Fig. E stark/strong, ca. 30 mm
- 09-521 Fig. A stark/strong, ca. 115 mm
- 09-525 Fig. E stark/strong, ca. 115 mm
- 09-526 Fig. G stark/strong, ca. 115 mm
- 09-527 Fig. K stark/strong, ca. 115 mm

Achtung: die Brennerspitzen 09-508, ..., 09 510 sind nur für Kurzzeitgebrauch vorgesehen!
Attention: The tips 09-508, ..., 09 510 are only for short time use!



09-605

