

Stirnleuchten Kamera Headlight Camera

Fiberoptische OP-Stirnleuchte incl. Kamerasystem mit hohem Tragekomfort und optimaler Ausleuchtung.

Das **3.5 mm Glasfaserbündel** leitet das Licht ohne Unterbrechung bis zum Lichtaustritt. Hier sorgt die **Hochleistungs-Doppellinsenoptik** für einen homogenen und in Größe und Richtung individuell einstellbaren Lichtfleck. Dabei erhält der Nutzer ein **maximales behinderungsfreies Sichtfeld**. Das ergonomische Stirnband mit Kopfbügel und stufenloser Höhen- und Weitenverstellung über zentrale **Einhandstelleräder** ist ledergepolstert. Das **geringe Gewicht** der Einzelkomponenten und die zentrierte Kabelführung über Kopfbügel und Stirnband gestatten eine komfortable Nutzung über Stunden. Anschluß an die Lichtquellen aller gängigen Hersteller ist einfach möglich. Achtung: Für Lichtquellen ab 180W bitte hitzefeste („CC“) Version bestellen.

Technische Angaben:

1. Stirnleuchte:


Artikelnummer: 08-335 / 08-335CC (hitzebest.)
08-337 (90° abgew.) / 08-337CC (90° + hitzebest.)
Gesamtgewicht: ca. 300 g
Glasfaserkabel: mittig geführt, 2,2m, Ø 3.5 mm
Stirnband: mit Kopfbügel, ledergepolstert, Einhandverstellung
Lichtaustritt: fokussierbar, Doppellinsensystem, Kugelgelenk

2. Kamera:

Artikelnummer: 12-0500V
Videosysteme: PAL, NTSC
Videoauflösung: 470 TV -Zeilen
Shutter: max 1 / 2.000.000 Sek.
Empfindlichkeit: 3 lux
Videoausgang: 1x FBAS, 1xY/C(S-VHS)
Kabellänge (Kopf): 3 m (länger mgl.)
Netzspannung: 110/115V oder 230/240V

Fibre optic OT-headlight and camera system with highest comfort headband and optimised illumination.

The **3.5 mm fibre bundle** is guiding the light loss free to the light outlet. There the **high performance double lens system** effects a small and homogeneous spot which is adjustable in direction and size. The **view is perfect** because of the ultra compact optic and camera. The ergonomic headband with cross band is leather bolstered and **adjustable by one hand**. **Lightweight** components as well as central mounted cable in combination with ergonomic headlight



offers an extraordinary **comfortable wearing**. The headlight can be connected also to light sources of all common brands (adapter system). Attention: Please order for light sources from 180W the heat resistant "CC" models.

Technical data:

1. Headlight:

Item code: 08-335 / 08-335CC (heat resistant)
08-337 (90° angled)/ 08-337CC (90° + heat resistant)
Total weight: ca. 300 g
F/O-Cable: centred, 2,2m, Ø3,5mm
Headband: with cross band, leather bolstered, adjustable by one hand
Light outlet: Focus adjustable, double lens system, ball joint

2. Camera:

Item code: 12-0500V
Videosystems: PAL, NTSC
Videoresolution: 470 TV-lines
Shutter: max 1 / 2.000.000 Sek.
Sensitivity: 3 lux
Video outputs: 1x FBAS, 1xY/C(S-VHS)
Cable length: 3m (more possible)
Power supply: 110/115V oder 230/240V