

Stirnleuchten Kamera Headlight Camera



Fiberoptische OP-Stirnleuchte incl. Kamerasystem mit hohem Tragekomfort und optimaler Ausleuchtung.

Das **3.5 mm Glasfaserbündel** leitet das Licht ohne Unterbrechung bis zum Lichtaustritt. Hier sorgt die **Hochleistungs-Doppellinsenoptik** für einen ho-

mogenen und in Größe und Richtung individuell einstellbaren Lichtfleck. Dabei erhält der Nutzer ein **maximales behinderungs-freies Sichtfeld**. Das ergonomische Stirnband mit Kopfbügel und stufenloser Höhen- und Weitenverstellung über zentrale **Einhandstellräder** ist ledergepolstert. Das

geringe Gewicht der Einzelkomponenten und die zentrierte Kabelführung über Kopfbügel und Stirnband gestatten eine komfortable Nutzung über Stunden. Anschluß an die Lichtquellen aller gängigen Hersteller ist einfach möglich. Achtung: Für Lichtquellen ab 180W bitte hitzefeste („CC“) Version bestellen.

Technische Angaben:

1. Stirnleuchte:

Artikelnummer: 08-335 / 08-335CC (hitzefest)
08-337 (90° abgew.) / 08-337CC (90° + hitzefest)
Gesamtgewicht: ca. 300 g
Glasfaserkabel: mittig geführt, 2,2m, Ø 3.5 mm
Stirnband: mit Kopfbügel, ledergepolstert, Einhandverstellung
Lichtaustritt: fokussierbar, Doppellinsensystem, Kugelgelenk

2. Kamera:

Artikelnummer: 12-0500V
Videosysteme: PAL, NTSC
Videoauflösung: 470 TV -Zeilen
Shutter: max 1 / 2.000.000 Sek.
Empfindlichkeit: 3 lux
Videoausgang: 1x FBAS, 1xY/C(S-VHS)
Kabellänge (Kopf): 3 m (länger mgl.)
Netzspannung: 110/115V oder 230/240V

Fibre optic OT-headlight and camera system with highest comfort headband and optimised illumination.

The **3.5 mm fibre bundle** is guiding the light loss free to the light outlet. There the **high performance double lens system** effects a small and homoge-

nous spot which is adjustable in direction and size. The **view is perfect** because of the ultra compact optic and camera. The ergonomic headband with cross band is leather bolstered and **adjustable by one hand**. **Lightweight** components as well as central mounted cable in combination with ergonomic headlight

offers an extraordinary **comfortable wearing**. The headlight can be connected also to light sources of all common brands (adapter system).

Attention: Please order for light sources from 180W the heat resistant "CC" models.

Technical data:

1. Headlight:

Item code: 08-335 / 08-335CC (heat resistant)
08-337 (90° angled)/ 08-337CC (90° +heat resistant)
Total weight: ca. 300 g
F/O-Cable: centred, 2,2m, Ø3,5mm
Headband: with cross band, leather bolstered, adjustable by one hand
Light outlet: Focus adjustable, double lens system, ball joint

2. Camera:

Item code: 12-0500V
Videosystems: PAL, NTSC
Videoresolution: 470 TV-lines
Shutter: max 1 / 2.000.000 Sek.
Sensitivity: 3 lux
Video outputs: 1x FBAS, 1xY/C(S-VHS)
Cable length: 3m (more possible)
Power supply: 110/115V oder 230/240V



Bild ähnlich/Picture similar

