

Batterie-Thermokauter

Batteriekauter zum kautern von Blutgefäßen: kabellos, handlich, leicht, langlebig. Verschiedene Platin-Iridium-Spitzen Griff und Spitzen autoklavierbar

Battery-Cautery

Battery Cautery for cauterization of blood vessels: wireless, handy, lightweight, long lifetime. Various Platinum-Iridium Tips Handle and Tips autoclavable

Batterie-Kauter-Set

09-305

Hochtemperatur Batterie-Kauter (ca. 1000 °C) mit fünf Platin-Iridium-Brennern (Art.-Nr. 09-501 bis 09-505) und 2 Batterien in Kassette.

09-304

wie 09-305 jedoch mit einer Batterie für Niedrigtemperatur (ca. 500 °C).

09-302

Hochtemperatur Batterie-Kauter (ca. 1000°C) mit zwei Platin-Iridium-Brennern (Art.-Nr. 09-501 und 09-502) und zwei Batterien in Kassette.

09-301

wie 09-302 jedoch mit einer Batterie für Niedrigtemperatur (ca. 500 °C).

Battery Cautery Set

High temperature Battery Cautery Set (about 1000 °C) with five platinum-iridium tips (Art.-no. 09-501 to 09-505) and 2 batteries in plastic case.

same as 09-305 but only one battery for low temperature (about 500 °C)

High temperature Battery Cautery Set (about 1000 °C) with two Platinum-Iridium Tips (Item-no. 09-501 to 09-505) and 2 batteries in plastic case.

same as 09-302 but only one battery for low temperature (about 500 °C)



09-305

Griffe für Batterie-Kauter

09-401

Batteriegriff für Hochtemperatur Batterie-Kauter (bis ca. 1000 °C)

09-402

Batteriegriff für Niedrigtemperatur Batterie-Kauter (bis ca. 500 °C)

Handles for Battery Cauteries

Battery Handle for high temperature Battery Cautery (up to about 1000 °C)

Battery Handle for low temperature Battery-Cautery (up to about 500 °C)



09-401

Platin-Iridium Brenner

(wiederverwendbar, autoklavierbar)

- ▶ **09-501** Form A, Gesamtl. ca. 30 mm
- ▶ **09-502** Form L, Gesamtl. ca. 30 mm
- ▶ **09-503** Form C, Gesamtl. ca. 30 mm
- ▶ **09-504** Form P, Gesamtl. ca. 30 mm
- ▶ **09-505** Form E, Gesamtl. ca. 30 mm

Platinum-Iridium Tips

(reusable, autoclavable)

- ▶ Shape A, length about 30 mm
- ▶ Shape L, length about 30 mm
- ▶ Shape C, length about 30 mm
- ▶ Shape P, length about 30 mm
- ▶ Shape E, length about 30 mm



09-501

09-502

09-503

09-504

09-505