

## Akku-Thermokauter

Kabelloses Kautersystem für kleine chirurgische Eingriffe: aufladbarer Hochleistungsakku, handlich, leicht, breite Palette langlebiger Platin-Brenner. Griff und Spitzen autoklavierbar. Achtung: Brenner 09-508,,,,, 09-510 nur für Kurzzeitgebrauch.

## Rechargeable Cautery

Wireless Cautery System for minor surgery: rechargeable battery pack, wireless, handy, lightweight, wide range of long lasting Platinum-Tips. Handle and Tips autoclavable. Attention: The Tips 09-508,,,,, 09-510 are only for short time use!



09-605

## Akku-Kauter-Set

### ▶ 09-600

Ladestation mit Griff und Akku

## Rechargeable Cautery Set

Charger including Handle and rechargeable battery

### ▶ 09-602

Akku-Kauterset: Ladestation, Steckernetzteil, Handgriff, Akku, 2 Brenner (09-501, 09-502)

Cautery Set: Charger, Wall Plug Transformer, Handle, rechargeable Battery, 2 Tips (09-501, 09-502)

### ▶ 09-605

Wie 09-602 aber mit 5 Brennern (09-504, 09-507, 09-508, 09-509, 09-510)

Same as 09-602 but with 5 Tips (09-504, 09-507, 09-508, 09-509, 09-510)



09-405

## Einzelteile und Zubhör

### ▶ 09-405

Griff für Akku-Kauter, ohne Akku

## Spare parts and accessories

Handle without rechargeable battery

### ▶ 09-405-30

Akkupack für Akku-Kautergriff 09-405

Rechargeable Battery for 09-405



09-501-02 09-502-02 09-503-02 09-504-02 09-505-02

## Platin-Iridium Brenner

- ▶ **09-501-02** Fig. A, fein, ca. 30 mm
- ▶ **09-502-02** Fig. L, fein, ca. 30 mm
- ▶ **09-503-02** Fig. C, fein, ca. 30 mm
- ▶ **09-504-02** Fig. P, fein, ca. 30 mm
- ▶ **09-505-02** Fig. E, fein, ca. 30 mm
- ▶ **09-507** Fig. K, medium, ca. 30 mm
- ▶ **09-508** Fig. A, stark, ca. 30 mm
- ▶ **09-509** Fig. G, stark, ca. 30 mm
- ▶ **09-510** Fig. E, stark, ca. 30 mm
- ▶ auf Nachfrage:
- ▶ **09-521** Fig. A, stark, ca. 115 mm
- ▶ **09-525** Fig. E, stark, ca. 115 mm
- ▶ **09-526** Fig. G, stark, ca. 115 mm
- ▶ **09-527** Fig. K, stark, ca. 115 mm

## Tips of Platinum-Iridium

Fig. A, fine, ca. 30 mm  
 Fig. L, fine, ca. 30 mm  
 Fig. C, fine, ca. 30 mm  
 Fig. P, fine, ca. 30 mm  
 Fig. E, fine, ca. 30 mm  
 Fig. K, medium, ca. 30 mm  
 Fig. A, strong, ca. 30 mm  
 Fig. G, strong, ca. 30 mm  
 Fig. E, strong, ca. 30 mm  
 on request:  
 Fig. A, strong, ca. 115 mm  
 Fig. E, strong, ca. 115 mm  
 Fig. G, strong, ca. 115 mm  
 Fig. K, strong, ca. 115 mm



09-507 09-508 09-509 09-510



09-521



09-525



09-526



09-527