

Ersatzlampen passend für Dr.Mach-Leuchten

Replacement lamps fitting Dr.Mach OT-lights

Artikel-Nr. Code-No.	Vergleichstyp Reference	Für Modell Fitting model	Spannung Voltage	Watt Wattage	Sockel Base
99-61111	1150/91	Soloflex	24 V	60 W	BA20D
99-61112	1210/91	Praxila, Triaflex	24 V	40 W	BA15D
99-61118	6710 0205	Praxila, Triaflex	22.8 V	40 W	BA15D
99-61117	6710 0101	Praxila, Triaflex, 120	22.8 V	40 W	G 6.35
99-61113	1330/91	Varioflex	12 V	35 W	BA15D
99-61115	1590/91	Triaflex	24 V	25 W	BA20D
99-61116	6710 0201	Solo-, Uni-, Trigen-, Quintaflex	22.8 V	50 W	G 6.35
99-61116	6710 0201	M3, 130, 380, 400, 500, 700	22.8 V	50 W	G 6.35
99-61119	6710 0203	Makrolux, Miniflex	12 V	20 W	Ba15d

Ersatzlampen passend für DKK-Leuchte

Replacement lamps fitting for DKK OT-lights

Artikel-Nr. Code-No.	Vergleichstyp Reference	Für Model Fitting modell	Spannung Voltage	Wat Wattage	Sockel Base
99-63201	24501	Hospilite	24 V	50 W	G 8

Ersatzlampen passend für ADMECO-Leuchte

Replacement lamps fitting for ADMECO OT-lights

Artikel-Nr. Code-No.	Vergleichstyp Reference	Für Model Fitting modell	Spannung Voltage	Wat Wattage	Sockel Base
99-65038			22.8 V	50 W	GX 5.3

Ersatzlampen passend für Apollon-Leuchten

Replacement lamps fitting Apollon OT-lights

Artikel-Nr. Code-No.	Vergleichstyp Reference	Für Modell Fitting model	Spannung Voltage	Watt Wattage	Sockel Base
99-63651	A.5901		24 V	50 W	BA15D
99-63654	A.5904		24 V	40 W	BA15D
99-63655	A.5905		24 V	50 W	BA15D
99-63664	A.6004		24 V	30 W	BA15D
99-6362H	24/35H		24 V	35 W	BA15D
99-63620	24/40		24 V	40 W	BA15D

Ersatzlampen passend für Skylux-Leuchten

Replacement lamps fitting Skylux OT-lights

Artikel-Nr. Code-No.	Vergleichstyp Reference	Für Modell Fitting model	Spannung Voltage	Watt Wattage	Sockel Base
99-62P25	SP-25		24 V	25 W	BA15D
99-62P40	SP-40		24 V	40 W	BA15D
99-62H42	SH-42		24 V	40 W	E 11
99-62H52	SH-52		24 V	50 W	E 11
99-62H80	SH-101028	SKYTRON	24 V	50 W	G 8
99-92H81	SH-1010281	SKYTRON	24 V	100 W	G 8

Ersatzlampen passend für BBT-Leuchten

Replacement lamps fitting BBT OT-lights

Artikel-Nr. Code-No.	Vergleichstyp Reference	Für Modell Fitting model	Spannung Voltage	Watt Wattage	Sockel Base
99-6424F	-		24 V	150 W	E27/30, matt
99-6424C	-		24 V	150 W	E27/30, klar
99-6423F	-		230 V	150 W	E27/30, matt
99-64248	2.000		24 V	80 W	X-511