

Ersatzlampen passend für Million-Leuchten

Replacement lamps fitting Million OT-lights

Artikel-Nr Code-No.	Vergleichstyp Reference	Für Modell Fitting model	Spannung Voltage	Watt Wattage	Sockel Base
99-63340	2440		24 V	40 W	G 8
99-6334X	-		24 V	50 W	G 8

Ersatzlampen passend für ALM-Leuchten

Replacement lamps fitting ALM OT-lights

Artikel-Nr Code-No.	Vergleichstyp Reference	Für Modell Fitting model	Spannung Voltage	Watt Wattage	Sockel Base
99-63200	ECL-0001		23 V	100 W	X-514SP
99-63150	H6950		24 V	120 W	X-514
99-63151	H6951		24 V	100 W	X-514
99-63190	H6990		24 V	140 W	X-514

Ersatzlampen passend für Angénieux-Leuchte

Replacement lamps fitting for Angénieux OT-lights

Artikel-Nr Code-No.	Vergleichstyp Reference	Für Modell Fitting modell	Spannung Voltage	Wat Wattage	Sockel Base
99-64316	104316		24 V	70 W	X511
99-64508	163508		24 V	150 W	
99-X442	EVC		24 V	250 W	G 6.35

Ersatzlampe für Fotometer / Analyzer

Replacement lamp for Fotometer / Analyzer

Artikel-Nr. Code-No.	Vergleichstyp Reference	Für Modell Fitting model	Spannung Voltage	Watt Wattage	Sockel Base
99-S142		Roche / Hitachi 902			
99-S131	2076896001	Roche	12 V	100 W	Litzen
99-Y1029	0013 031 029	Eppendorf		40 W	NOVAL EF80
99-Y1030	Na/10		15 V	15 W	Pico 9
99-Y1031		Sockeladapter von Pico 9 auf P28s			
99-Y1032	Na/10 FI		16 V	0,57 A	Pico 9
99-Y1035	670-14602	Shimadzu SPD-10A			
99-S067	RF-530	Shimadzu Fluoreszenzdetektor			
99-Y1049	DM 2-30-5		6 V	15 W	Litzen
99-78840	641600/705-0840	Boehringer / Hitachi	12 V	20 W	Litzen
99-Y1036	F4500	Hitachi			

Ersatzlampen für Topcon Geräte

Replacement lamps fitting Topcon

Artikel-Nr. Code-No.	Vergleichstyp Reference	Für Modell Fitting model	Spannung Voltage	Watt Wattage	Sockel Base
99-S037		SL-1E, SL-2D, SL-2E	6 V	20 W	Spezial
99-S076	40310-25600	SL-6E, SL-3F	6 V	4,5 A	P44S
99-X424		OMS-600	15 V	150 W	GZ6.35
99-77003	45535151	OMS-610	12 V	50 W	Spezial
99-S071			220 V	25 W	E 27
99-S072			240 V	15 W	E 27
99-S073		LMP-5, LM-6	6 V	15 W	Ba15d
99-S140	4244020030		12 V	30 W	G 6.35

Ersatzlampen passend für Haag Streit Geräte

Replacement lamps fitting for Haag Streit

Artikel-Nr Code-No.	Vergleichstyp Reference	Für Modell Fitting modell	Spannung Voltage	Wat Wattage	Sockel Base
99-63430	HS900-930		6 V	4,5 A	P44S
99-63440	HS940-750		6 V	4,5 A	P40S
99-63490		BC900	12 V	30 W	