


**Ersatzlampen passend für Hanaulux-Leuchten**  
**Replacement lamps fitting Hanaulux OT-lights**


Artikel-Nr Code-No.	Vergleichstyp Reference	Für Modell Fitting model	Spannung Voltage	Watt Wattage	Sockel Base	Bild Pic.
99-66000	04653	Spezial	12 V	100 W	Litzen	-
99-66001	15282	Hanaulux 2000	22.8 V	50 W	G 6.35	2
99-66002	16164	Hamburg	24 V	25 W	BA15D	4
99-66003	16170	Hamburg	110 V	30 W	BA15D	4
99-66004	16179		110 V	50 W	BX22D	1
99-66005	16191	Hospitalleuchte	12 V	25 W	BA15D	4
99-66006	16237		115 V	30 W	BA15D	4
99-66007	16238	Hamburg	125 V	30 W	BA15D	4
99-66008	16322		24 V	25 W	BA15D	4
99-66009	16344		120 V	30 W	BA15D	4
99-66010	16372		24 V	40 W	BA15D	4
99-66011	16423	Universal	110 V	50 W	BX22D	1
99-66012	16526		115 V	30 W	BA15D	4
99-66013	16534		120 V	40 W	BA15D	4
99-66014	16578	London, Wien, Boston	125 V	50 W	BX22D	1
99-66015	16579	Hamburg	32 V	40 W	BA15D	4
99-66016	16678	London, Boston, Wien, Universal	24 V	50 W	BX22D	1
99-66016H	16678	NEUE HALOGENLAMPE !!!	24 V	50 W	BX22D	1
99-66017	16679	London, Wien, Boston	110 V	50 W	BX22D	1
99-66018	16685	London, Wien, Boston, Universal	50 V	50 W	BX22D	1
99-66019	16813	London	32 V	50 W	BX22D	1
99-68020	18250	Universal	220 V	50 W	BX22D	1
99-68021	18251	London, Wien, Boston	220 V	50 W	BX22D	1
99-68022	18252	Universal	240/250 V	50 W	BX22D	1
99-68023	18253		240/250 V	50 W	BX22D	1
99-68024	18306	Palma	24 V	40 W	BX22D	1
99-68025	18366	Amsterdam	22.8 V	75 W	R7S	3
99-68026	18366		24 V	75 W	BX22D	1
99-68027	18505	Hamburg	50 V	30 W	BA15D	4
99-68028	18550	Hamburg	24 V	40 W	BA15D	4
99-68028H	18550	NEUE HALOGENLAMPE !!!	24 V	40 W	BA15D	4
99-68029	18565	Spezial	12 V	100 W	GZ6.35	5
99-68030	18566	London-H, Frankfurt	22.8 V	50 W	G6.35	2
99-68030A	18566	London-H, Frankfurt (axiale Wendel)	22.8 V	50 W	G6.35	2
99-68031	18769	Melbourne, Oslo, Heidelberg	22.8 V	40 W	G6.35	2
99-68036	18869	Spezial	15 V	150 W	GZ6.35	5
99-66032	53010	blue 30	24 V	50 W	spezial	-
99-66033	53026	blue 80	21,5 V	130 W	spezial	-
99-66034	63296	blue 100	22.8 V	113 W	spezial	-
99-66035	53198	blue 130/90	22.8 V	90 W	spezial	-




1




2



3



4



5