










WELCH ALLYN 1:1	Geräte-Typ <i>Device</i>	Spannung <i>Voltage</i>	Gasfüllung <i>Gas filling</i>	Vergleichstyp <i>Reference</i>	Art.-Nr. <i>Code-No.</i>
	Skiaskop 18300	3.5 V	Halogen	08300	99-5042
ohne Abbildung without picture	PocketScope Skiaskop 18400	2.5 V	Halogen	08400	99-5043
	LumiView 20502	3.6 V	Halogen	08500	99-5044
	MFI-Solarc-Lichtquelle 49502 (verkleinerte Darstellung) <i>Light source</i>	24 W	Kurzbogen	09500	99-5045
	SFI-Solarc-Lichtquelle 49602 (verkleinerte Darstellung) <i>Light source</i>	24 W	Kurzbogen	09600	99-5046
ohne Abbildung without picture		60 V 21 W	Kurzbogen	09800	99-5050
Ohne Abbildung <i>Without picture</i>			Halogen	608125-501	99-5059

Riester 1:1	Geräte-Typ <i>Device</i>	Spannung <i>Voltage</i>	Gasfüllung <i>Gas filling</i>	Vergleichstyp <i>Reference</i>	Art.-Nr. <i>Code-No.</i>
	Otoskop UNI I, speculight <i>Otoscope UNI I, speculight</i>	2.7 V	Vacuum	10421	99-114
	Ophthalmoskop May <i>Ophthalmoscope May</i>	2.7 V	Vacuum	10424	99-0045
	Otoskop Penscope <i>Otoscope Penscope</i>	2.5 V	Vacuum	10472	99-2060
	Ophthalmoskop Penscope <i>Ophthalmoscope Penscope</i>	2.7 V	Vacuum	10473	99-184
	Otoskope: ri-mini, ri-star, ri-scope Otosocpes: ri-mini, ri-star, ri-scope	2.5 V 3.5 V 3.5 V	Halogen Halogen Xenon	10600 10601 10607	99-0600 99-0601 99-1107

Riester 1:1	Geräte-Typ Device	Spannung Voltage	Gasfüllung Gas filling	Vergleichstyp Reference	Art.-Nr. Code-No.
	Operationsotoskop ri-scope <i>Operation otoscope</i> <i>ri-scope</i>	2.5 V 3.5 V 3.5 V	Halogen Halogen Xenon	10602 10603 10609	99-0602 99-0603 99-1109
	Ophthalm oskope: ri-mini, ri- star,ri-scope; ri-derma <i>Ophthalmoscopes: ri-mini,</i> <i>ri-star, ri-scope; ri-derma</i>	2.5 V 3.5 V 3.5 V	Halogen Halogen Xenon	10605 10606 10608	99-0605 99-0606 99-1108
		3.5 V 2.5 V 3.5 V	Xenon Halogen Halogen	10610 10615 10616	99-1110 99-1112 99-1113
		3.5 V 2.5 V 3.5 V	Xenon Halogen Halogen	10611 10620 10621	99-1111 99-1114 99-1115
Ohne Abbildung <i>Without picture</i>		2.5 V	Halogen	11178	99-1116
	Stirnleuchte Clar, Normalux <i>Headlight Clar, Normalux</i>	6.0 V	Vacuum	11301	99-3724
	Stirnleuchte ri-clar <i>Headlight ri-clar</i>	6.0 V	Halogen	11320	99-320
	Laryngoskopspatel 00 – 1 <i>Laryngoscope blades size</i> <i>00 – 1</i>	2.7 V	Vacuum	11378	99-169
	Laryngoskopspatel 2 – 4 <i>Laryngoscope blades size</i> <i>2 - 4</i>	2.7 V	Vacuum	11379	99-171
	Laryngoskopspatel 00 – 1, alte Ausführung <i>Laryngoscope blades size</i> <i>00 – 1, old model</i>	2.7 V	Vacuum	11380	99-5029
	Laryngoskopspatel 2 – 4, alte Ausführung <i>Laryngoscope blades size</i> <i>2 – 4, old model</i>	2.7 V	Vacuum	11381	99-5030
	Laryngoskop toplight <i>Laryngoscope toplight</i>	2.5 V	Halogen	11431	99-90106