

Ersatzlampen passend für Rodenstock-Geräte

Replacement lamps fitting Rodenstock Devices

Artikel-Nr Code-No.	Vergleichstyp Reference	Für Modell Fitting model	Spannung Voltage	Watt Wattage	Sockel Base
99-79001		Tübiskop	6 V	10 W	G4
99-79032	40200032	Ophthalmometer CES	6 V	10 W	Spezial
99-79644	40200644	Spaltlampe HSE/3 (1961 – 1977)	6 V	25 W	Spezial
99-79669	40200669	Spaltlampe HSE/2 (1957 – 1961)	6 V	15 W	Spezial
99-79677	40200677	Fixierleuchte f. Spaltl. HSE/2+HSE/3	6 V	0,6 W	Schraub
99-79883	40200883	Perimeter PHZ/74	6 V	15 W	Spezial
99-79909	40200909	Perimeter PHZ/74 (Fixationsprojektor)	6 V	5 W	Spezial
99-79925	40200925	Perimeter PHZ/74 (Kontrolllampe)	6 V	30 mA	Spezial
99-79717	40201717	Refraktometer Opt. 57 (Meßlampe)	6 V	1 A	Spezial
99-79964	40201964	RODATAM (Schaltpult)	12 V	3 W	SV
99-79152	40202152	Skioskop FL (Kabelgriff)	6 V	6 W	Spezial
99-79160	40202160	Skioskop ST (Kabelgriff)	6 V	3 W	Spezial
99-79178	40202178	Skioskop FL (Batteriegriff)	2,5 V	0,95 W	Spezial
99-79186	40202186	Skioskop ST (Batteriegriff)	2,5 V	0,95 W	Spezial
99-79210	40202210	Sehzeichenproj. RODAVIST (ab BJ '64)	12 V	25 W	Spezial
99-79210	40202210	NYKTOMAT	12 V	25 W	Spezial
99-79269	40202269	Proj.-Scheitelbrechwertmesser 3012.001	6 V	30 W	Spezial
99-79135	40203135	Refraktometer Opt. 57 (Skalenlampe)	7 V	2 W	Schraub
99-79259	40203259	PHROVIST (Skalenbeleuchtung)	6/7 V	5 W	SV
99-79259	40203259	Perimeter PHZ/74	6/7 V	5 W	SV
99-79275	40203275	PHROVIST (Ktrl.-leuchte f. Stirnanlage)	6 V		Spezial
99-79390	40203390	Sehzeichenpr. RODAMAT 004/005/006	12 V	50 W	G6.35
99-79125	40204125	ELEKTROSKOP indir. Ophthalmoskop	12 V	20 W	Bajonett
99-79737	40204737	Autom. Lensmeter METROLENS 11	6 V	20 W	Spezial
99-79745	40204745	Scheitelbrechwertmesser Opt. 93	220 V	15 W	Schraub
99-79752	40204752	Scheitelbrechwertmesser Opt. 93	110 V	15 W	Schraub
99-79760	40204760	Scheitelbrechwertmesser Opt. 93	24 V	15 W	Schraub
99-79530	40208530	Fixierl. d. Spaltl. RO 2000, HSE/20	12 V	1 W	Spezial
99-79530	40208530	PERITEST PERIMAT (Pultbeleuchtung)	12 V	1 W	Spezial
77-97647	40208647	Trafokontrolllampe	6 V	1,5 W	Bajonett
99-79688	40208688	Ophthalmometer BES, C-BES	6 V	15 W	Bajonett
99-79070	40208803	Projektionsscheitelbrechwertm. PSBM	6 V	15 W	Spezial
99-79070	40208803	Refraktometer PR 50	6 V	15 W	Spezial
99-79957	40210957	NYKTOMETER (ab 1980)	12 V	25 W	Spezial
99-79914	40211914	Rodavist II / 300	12 V	50 W	G6.35
99-79052	40212052	Nahprüfgerät	6 V	3 W	SV
99-79870	40212870	Scheitelbrechwertm. VERTEX I, II, Junior	220 V	15 W	Schraub
99-79888	40212888	Scheitelbrechwertm. VERTEX I, II, Junior	110 V	15 W	Schraub
99-79896	40212896	Scheitelbrechwertm. VERTEX I, II, Junior	24 V	10 W	Schraub
99-79050	40213050	Sehtestgerät R3 ... R8, R11, R22	220 V	15 W	Bajonett
99-79068	40213068	Sehtestgerät R3 ... R8, R11	110 V	15 W	Bajonett
99-79130	40214272	Spaltlampe RO 2000	6 V	15 W	Spezial
99-79164	43125164	Spaltlampe RO 2000 / RO 2002	6 V	20 W	Spezial
99-79164	43125164	Spaltlampe HSE/20	6 V	20 W	Spezial

Ersatzlampe für verschiedene Mikroskope

Replacement lamp for diverse Microscopes

Artikel-Nr. Code-No.	Vergleichstyp Reference	Für Modell Fitting model	Spannung Voltage	Watt Wattage	Sockel Base
99-Y1546	1546	Eschenbach	4 V	0,4 A	E10
99-76277	96277	Will	6 V	10 W	G4
99-Y1040		Will	6 V	15 W	Ba15d
99-Y1042	70389	Steindorf	6 V	15 W	E14
99-Y1050	S.4140	Sbisa	6 V	20 W	G4 mit Ring
99-S135	HCP 720	Shin Nippon	6 V	20 W	
99-Y1041		Vasconcellos	6 V	30 W	Spezial
99-Y1043	Osram 8032		12 V	100 W	P28s