

Ersatzlampen passend für Zeiss-Mikroskope und Geräte
Replacement lamps fitting Zeiss microscopes and devices

Artikel-Nr. Code-No.	Vergleichstyp Reference	Für Modell Fitting model	Spannung Voltage	Watt Wattage	Sockel Base
99-N031	0402943	Axiolab (A), Axiotech 25, Televal 31	6 V	30 W	PY16-1.25
99-71771	30-07-71	Blitzlampe mit Spezialsockel			
99-71799	30-07-99	39-01-72; Light Section Microscope	6 V	5 W	Spezial
99-711387	30-13-87		6 V	20 W	PG 22
99-71173	38-00-18/1730	Alte Standard GFL, WL, Standard Metal	6 V	15 W	P22D
99-71174	38-00-18/1740	GFL, RA/RP, 14, 16, 18, WL U., III	6 V	15 W	P25D/4
99-71252	38-00-18/2520	III IM, IM 35, ICM 405, Aximat UEM, ACM	12 V	60 W	BA20D
99-71920	38-00-18/2600		12 V	100 W	P 28s
99-71060	38-00-18/4060	Standard 16+20+25, Axiolab, Axioskop	20 V	100 W	SFa9-2
99-71070	38-00-18/4070	38-16-15; Axiomat, Universal Geh. 250	61 +-6 V	200 W	SFc 10-4
99-75289	38-00-29/7180	Standard K+04+06+14, KL14+B, KF2,	6 V	5 W	EP10
99-71901	38-00-29/9010	38-01-50; W Microscope, Inverted Micr.	6 V	15 W	PG28
99-71902	38-00-29/9020	38-01-79; Alte Stereomikroskop-Typen	6 V	15 W	BA15D
99-71390	38-00-44/7390		20 V	150 W	SFcX12-4
99-71166	38-00-59/1660	IIIM 35, ICM 405 Axiomat, UEM, ACM	12 V	100 W	G 6.35
99-71102	38-00-75/1020		12 V	100 W	PG22
99-71178	38-00-78/0030		6 V	10 W	G4
99-71930	38-00-79/9030		12 V	75 W	GZ6.35
99-71940	38-00-79/9040		12 V	100 W	GZ 6.35
99-X434	38-00-79/9540	Axioskop, Axiotech, Axioplan, Axiophot	12 V	100 W	GY6.35
99-71179	38-00-79/9690	Standard 20/25, Axioskop 20	6 V	20 W	G 4
99-71223	38-01-08/6223		6 V	10 W	G 4
99-71703	38-01-20/7030	KM	6 V	10 W	PG22
99-71704	38-01-20/7040		12 V	30 W	PG22
99-X431	38-01-43/1350	Stemi SV6, SV11, 1000/2000, ID 03	6 V	20 W	G 4
99-71050	38-01-50		6 V	50 W	P28D/4
99-71176	38-01-76		6 V	15 W	PX22d
99-71177	38-01-77		6 V	15 W	P25d/4
99-71216	38-02-16		12 V	60 W	P47D
99-X736	38-03-01/9350		23 V	100 W	SFa7,5-2
99-711387	38-12-87		6 V	20 W	PG22
99-71602	38-16-02		14 V	75 W	SFa7,5-2
99-71603	38-16-03			200 W	SFc10-4
99-71619	38-16-19	Standard 16+20+25, Axiolab, Axioskop	39-45 V	50 W	SFa 6-2
99-71623	38-16-23		17 V	450 W	SK19/36
99-71108	38-61-08	Standard KF, KF2, LAB 06 Stand. 14-18	6 V	10 W	G 4
99-71108	38-61-08	KF+KF2, LAB06, SteMi D+DR+DRC+SR	6 V	10 W	G 4
99-71153	39-01-53		6 V	25 W	P47D
99-71158	39-01-58		6 V	30 W	P47D
99-71186	39-01-86		6 V	50 W	P47D
99-71198	39-01-98		15 V	150 W	GZ 6.35
99-71213	39-02-13		12 V	35 W	P47d
99-71413	39-04-13		110 V	50 W	Flansch
99-S479	417085-9005	Kaltlichtquelle KL 200	8 V	20 W	GZ 4
99-71100	46-63-00		6 V	10 W	G 4
99-71150	91-00-50			200 W	SFc10-4
99-71154	91-01-54		6 V	10 W	G 4
99-X736	91-01-81-2		23 V	100 W	SFa7,5-2
99-71051	99-00-50			200 W	SFc10-4
99-71609		FF450 Fundus Kamera	12 V	50 W	PG22
99-X130P		Superlux 300		300W	Spezial